

FICHA TÉCNICA

BENZALTEC 5G SOLUCIÓN 2%

Cód. DPF-039 – V. 1.0 – 2016/06/06



BENZALTEC SOLUCIÓN 2% es un potente desinfectante microbicida a base de amonios cuaternarios de última generación, indicado como agente de limpieza y desinfección prequirúrgica de piel intacta, de dispositivos médicos, equipos biomédicos e instrumental médico-odontológico y afines, con el fin de evitar la propagación de procesos infecciosos.

Producto biodegradable listo para usar, no es tóxico ni irritante. También es tuberculicida, funguicida y virucida.

COMPOSICIÓN

Este producto está compuesto por:

- ✓ Amonios cuaternarios de quinta generación
- ✓ Excipientes
- ✓ Con o Sin Fragancia – Según preferencia del Cliente.

PRESENTACIONES

250 mL, 1.000 mL, 3.800 mL y 19.000 mL.
Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador.

 **REGISTRO SANITARIO**
2016DM-0015723

USOS

Se aplica en la desinfección de dispositivos médicos, instrumental y equipos en el sector clínico-odontológico, hospitalario y desinfección prequirúrgica de piel intacta, con el fin de prevenir el desarrollo de procesos infecciosos

INSTRUCCIONES DE USO

Aplique y frote el utensilio o superficie objeto de limpieza, de tal forma que la superficie sea cubierta completamente por el producto y deje actuar mientras este se evapora. Recuerde que ningún desinfectante destruye los microorganismos de manera inmediata, por lo tanto, requiere un tiempo mínimo de contacto entre el instrumento a desinfectar y el producto. Previa eliminación del material orgánico que pueda contener. No es necesario enjuague con agua al finalizar el proceso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- ✓ Evite el contacto con los ojos. En tal caso, lavar con abundante agua.
- ✓ Manténgase bien tapado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ En caso de reacción adversa en contacto con piel, lavar con abundante agua. Si la reacción persiste, consulte a su médico.



www.zumotec.com



+57 (7) 6717887
317 5862151 - 315 3664272



Calle 6 #13-65 Bodega 1
Bucaramanga- Colombia



gerencia@zumotec.com
ventas@zumotec.com